


Anti-Cks2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P33552

Artikelnummer: CM0029182



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CKS2 (Cyclin-abhängige Kinasen regulatorische Untereinheit 2). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Forschung zu Zellzyklus und Zellteilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CKS2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CKSHS2; CKS2
Spezies	Human
GeneID (Human)	1164
GeneID	1164
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-79 des humanen CKS2 (NP_001818.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P33552
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Eisbeutel