


Anti-Clasp1 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z460

Artikelnummer: CM0026031



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes CLASP1. Geeignet für WB und ELISA; Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus, Ratte. Das Zielprotein ist ein Mikrotubulus-Plus-Ende-Verfolgungsprotein, das an Zellmigration und Mitose beteiligt ist. Ideal für Zellbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLASP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	MAST1; CLASP1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	23332
GenID	23332
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1389-1538 von humanem CLASP1 (NP_056097.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z460
Proteinmasse	169 kDa
Versand	Eisbeutel