

Anti-Clathrin-Schwere-Kette Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00610

Artikelnummer: CM0009909



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane Clathrin-Schwere-Kette (CLTC, Q00610). Validiert für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zu beschichteten Gruben und Vesikeltransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Clathrin-Schwere-Kette Kaninchen mAb
Bemerkungen / Alias	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1213
Gen-ID	1213
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1571-1670 der humanen Clathrin-Schwere-Kette entspricht (NP_004850.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q00610
Proteingewicht	187kDa
Versand	Eistasche