

Anti-Clathrin-Schwerekette Polyklonales Antikörper Für Wb Und Elisa - Q00610

Artikelnummer: CM0029449



Einführung

Klathrin-Schwerekette Kaninchen polyklonales Antikörper validiert für WB, ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Immunogen: synthetisches Peptid aus AA 1550-1650. Ideal für Forschung zu beschichteten Gruben, Endozytose, Autophagie und Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Klathrin-Schwerekette Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Hc; CHC; CHC17; MRD56; CLH-17; CLTCL2; Clathrin heavy chain
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1213
Gen-ID	1213
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1550-1650 der menschlichen Klathrin-Schwerekette entspricht (NP_004850.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00610
Proteingewicht	192 kDa
Versand	Eisbeutel