

Anti-Claudin-1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - 095832

Artikelnummer: CM0007382

Einführung

KD-validierter anti-Claudin-1-Kaninchen-monoklonaler Antikörper für WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-CLDN1. Tight-Junction-Protein, essenziell für die Epithelbarriere und den Viruseintritt. Ideal für die Forschung zur Epithelbiologie und Virologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KD-validiert] Claudin-1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CLD1; SEMP1; ILVASC
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9076
Gen-ID	9076
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95832
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku