

Kaninchen-Monoklonaler Anti-Claudin-3-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15551

Artikelnummer: CM0006785

Einführung

Der monoklonale Claudin-3-Kaninchenantikörper erkennt humanes Claudin-3 (UniProt O15551) und kann für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA eingesetzt werden. Er ist essenziell für die Erforschung von Tight Junctions und Zellverbindungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Claudin-3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	RVPI; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; Claudin-3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1365
GeneID	1365
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 121-220 des humanen Claudin-3-mAb (NP_001297.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15551
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku