

Anti-Claudin-3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O15551

Artikelnummer: CM0026475

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen humanes Claudin-3 (CLDN3). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Tight Junctions.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLDN3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RVP1; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; CLDN3
Spezies	Mensch
GenID	1365
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 141-220 des humanen CLDN3 (NP_001297.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15551
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eispackung