

Anti-Claudin-4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - O14493

Artikelnummer: CM0005513



Einführung

CamelBio bietet einen hochwertigen kaninchen-monoklonalen Antikörper gegen humanes Claudin-4 an, validiert für WB, IP und ELISA. Ideal für Forschung an Tight Junctions und CPE-Rezeptor-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Claudin-4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CLDN4; CPE-R; CPER; CPETR; CPETR1; WBSCR8; hCPE-R; claudin-4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1364
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 111-209 von humanem Claudin-4 (NP_001296.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14493
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel