

Monoklonaler Anti-Claudin-5-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa - O00501

Artikelnummer: CM0011182

Einführung

Claudin-5-Kaninchen-mAb, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, IP und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Tight Junctions und Zellverbindungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Claudin-5-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	AWAL; BEC1; TMVCF; TMDVCF; CPETRL1
Organismus	Mensch
GeneID (Mensch)	7122
GeneID	7122
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 119–218 des menschlichen Claudin-5 (NP_001349995.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00501
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Kühlakku