

Anti-Claudin 6 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P56747

Artikelnummer: CM0021016

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Claudin 6 (CLDN6) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Nützlich für Studien zu Tight Junctions und HCV-Eintritt in Leberzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Claudin 6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLDN6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9074
Gen-ID	9074
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 121-220 von humanem Claudin 6 (NP_067018.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56747
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel