

Anti-Claudin 6 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, Elisa - P56747

Artikelnummer: CM0006448

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Claudin 6 gerichtet ist. Geeignet für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Unverzichtbar für die Forschung an Tight Junctions und dem HCV-Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Detail
Produktname	Claudin 6 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Skullin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9074
GenID	9074
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 119-219 von humanem Claudin 6 (NP_067018.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56747
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel