

Abflo 647 Anti-Claudin18.2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P56856-2

Artikelnummer: CM0009760

Einführung

Hochwertiger ABflo 647-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Claudin18.2 (Isoform A2). Validiert für die Durchflusszytometrie, erkennt er ein 27 kDa großes Tight-Junction-Protein, das in der Magenschleimhaut exprimiert wird. Ideal für Forschung zur Magenbarriere.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch Claudin18.2 mAk
Bemerkung/Alias	SFTA5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51208
Gen-ID	51208
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-261 von humanem Claudin18.2 (NP_001002026.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P56856-2
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel