

Anti-Claudin18.2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - P56856-2

Artikelnummer: CM0011266

Einführung

Hochwertiger anti-Claudin18.2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Magen-Dichtungsverbindungen und Barrierefunktion. SWISS: P56856-2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Claudin18.2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SFTA5; SFTPJ
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51208
GenID	51208
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56856-2
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel