

Anti-Clcc1-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q96S66

Artikelnummer: CM0021540

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CLCC1, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt den ER-Chloridkanal, der für die Kalziumhomöostase und das neuronale Überleben wichtig ist. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für ER-Stress- und Netzhautforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLCC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MCLC; RP32; CLCC1
Spezies	Human
GeneID (Human)	23155
GeneID	23155
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 302-501 von humanem CLCC1 (NP_055942.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96S66
Protein-Gewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel