


Anti-Clcn1 Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P35523

Artikelnummer: CM0025612



Einführung

CLCN1 Kaninchen pAb (P35523) ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen das menschliche Chloridkanalprotein 1 gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung zu Skelettmuskelerregbarkeit und Kanalopathien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLCN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLC1; CLCN1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1180
GenID	1180
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 779-988 des menschlichen CLCN1 (NP_000074.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35523
Proteingewicht	109 kDa
Versand	Eisbeutel