


## Anti-Clcn1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P35523

Artikelnummer: CM0003483



### Einführung

Hochwertiger anti-CLCN1 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und ELISA. Zielgerichtet gegen das menschliche Chloridkanalprotein 1, ein spannungsgesteuerter Ionenkanal, der für die Erregbarkeit der Skelettmuskulatur und die Aufrechterhaltung des Ruhemembranpotentials entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CLCN1 Kaninchen mAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | CLC1; CLCN1                                                                                                               |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| GenID (Mensch)    | 1180                                                                                                                      |
| GenID             | 1180                                                                                                                      |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 889-988 von menschlichem CLCN1 (NP_000074.3) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                    |
| SWISS             | P35523                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 109 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |