


Anti-Clcn2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P51788

Artikelnummer: CM0030369



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CLCN2, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines Chloridkanalprotein 2. Ideal für Neurowissenschaften, Ionenkanal- und Nebennierenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLCN2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CLC2; ECA2; ECA3; EGI3; EGMA; EJM6; EJM8; FHA2; FHII; CIC-2; EGI11; HALD2; LKPAT; cIC-2; CLCN2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1181
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 550-770 von humanem CLCN2 (NP_001164560.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P51788
Protein-Gewicht	99kDa
Versand	Eistasche