


Anti-Clcn7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P51798

Artikelnummer: CM0027875



Einführung

Anti-CLCN7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Erkennt CLCN7 (CIC-7) Protein in Human-, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Erforschung der lysosomalen Ansäuerung, des Chloridtransports und der Osteopetrose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLCN7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HOD; CLC7; CLC-7; OPTA2; OPTB4; PPP1R63; CLCN7
Spezies	Human
GeneID (Human)	1186
GeneID	1186
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 626-805 des humanen CLCN7 (NP_001278.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P51798
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel