


Anti-Clcnka Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P51800

Artikelnummer: CM0028531



Einführung

CLCNKA Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB und ELISA in menschlichen und Maus-Proben. Zielt auf den Chloridkanal CIC-Ka ab, der an Hörvermögen und Nierenfunktion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLCNKA Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	CLCK1; CIC-K1; hCIC-Ka; CLCNKA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1187
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 470-644 des menschlichen CLCNKA (NP_001244068.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P51800
Proteinmasse	75 kDa
Versand	Eisbeutel