

Anti-CLDN10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78369

Artikelnummer: CM0027357

Einführung

Anti-CLDN10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ziel ist humanes Claudin-10, ein Tight-Junction-Protein, das die parazelluläre Ionenpermeabilität reguliert, geeignet für Nieren- und Epithelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLDN10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OSPL; HELIX; OSP-L; CPETRL3; CLDN10
Spezies	Human
GeneID (Human)	9071
GeneID	9071
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CLDN10 entspricht (NP_008915.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P78369
Protein-Gewicht	24kDa
Versand	Eistasche