

Anti-Cltn11 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75508

Artikelnummer: CM0029507

Einführung

Hochwertiger polyclonaler CLDN11-Antikörper aus Kaninchen, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes und murines Claudin-11, ein Tight-Junction-Protein, das an Zelladhäsion und Leukodystrophie beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLDN11 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	OSP; OTM; HLD22; CLDN11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5010
GenID	5010
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-207 des menschlichen CLDN11 (NP_005593.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75508
Proteinmasse	22 kDa
Versand	Eisbeutel