

Anti-CLDN11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, Elisa - O75508

Artikelnummer: CM0017791

Einführung

CLDN11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, entwickelt für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und ratten-CLDN11, eine Tight-Junction-Komponente, die an der interzellulären Adhäsion beteiligt ist. Ideal für Studien in Neurobiologie und Barrierefunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLDN11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OSP; OTM; HLD22; CLDN11
Spezies	Human
Gen-ID	5010 (Human)
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CLDN11 entspricht (NP_005593.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75508
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eistasche