

Anti-Cltn3 Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15551

Artikelnummer: CM0016745

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes CLDN3, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Tight Junctions und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLDN3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	RVP1; HRVP1; C7orf1; CPE-R2; CPETR2; CLDN3
Spezies	Mensch
Gen-ID	1365
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 141-220 von menschlichem CLDN3 (NP_001297.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O15551
Proteingewicht	23 kDa
Versand	Eispackung