

Anti-Cltn5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00501

Artikelnummer: CM0018336

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CLDN5, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Essentiell für Studien zu Tight Junctions und Barrierefunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLDN5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AWAL; BEC1; TMVCF; TMDVCF; CPETRL1; CLDN5
Spezies	Human
GeneID (Human)	7122
GeneID	7122
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 119-218 von humanem CLDN5 entspricht (NP_001349995.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00501
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel