

Anti-CLDN7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - 095471

Artikelnummer: CM0021855

Einführung

Anti-CLDN7 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P und ELISA; detektiert humanes, murines und ratten Claudin-7 bei ~22 kDa. Ideal für Tight-Junction-Studien und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CLDN7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLDN-7, CEPTRL2, CPETRL2, Hs.84359, Claudin-1, CLDN7
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1366
Gen-ID	1366
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-211 von humanem CLDN7 (NP_001298.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95471
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eistasche