

Anti-Clndnd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ny35

Artikelnummer: CM0025632

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CLDND1, ein Tight-Junction-Protein, das die Permeabilität für kleine Moleküle reguliert, gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Tight-Junction-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLDND1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Z38; C3orf4; GENX-3745; CLDND1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	56650
GenID	56650
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-138 von humanem CLDND1 (Q9NY35) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NY35
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel