


Anti-Gespaltene Caspase-1 P20 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P29466

Artikelnummer: CM0007082



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf die gespaltene p20-Untereinheit der menschlichen Caspase-1 abzielt, validiert für WB und ELISA. Geeignet für Studien zur Inflammasomaktivierung, Pyroptose und Verarbeitung entzündlicher Zytokine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Gespaltene Caspase-1 p20 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	ICE; P45; IL1BC; Caspase-1 p20
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	834
GenID	834
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 der menschlichen Caspase-1 p20 (NP_001244047.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P29466
Proteingewicht	10KDa/29KDa/35KDa/42KDa/45KDa
Versand	Eispackung