


Anti-Cleaved-Caspase 3 P12 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P42574

Artikelnummer: CM0011993



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen das p12-Spaltfragment von humanem Caspase-3 (P42574). Validiert für WB und ELISA, unterstützt Studien zu Apoptosemechanismen und die Entwicklung von Biomarkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cleaved-Caspase 3 p12 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	836
Gen-ID	836
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 171-270 von humanem Cleaved-Caspase 3 p12 (NP_004337.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P42574
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel