


Anti-Cleaved Caspase-8 (Asp384) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14790

Artikelnummer: CM0004729



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen gespaltene Caspase-8 (Asp384). Validiert für Western Blot und ELISA in humanen Proben. Geeignet für Forschungsanwendungen in den Bereichen Apoptose, Nekroptose und Pyroptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cleaved Caspase-8 (Asp384) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAP4; MACH; MCH5; FLICE; ALPS2B; Casp-8
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	841
GeneID	841
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 371-470 der humanen Caspase-8 entspricht (NP_203519.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14790
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel