


Anti-Cleaved Gasdermin D (N-Terminal) Rabbit Monoclonal Antibody Für Pyroptose-Forschung - P57764

Artikelnummer: CM0006306



Einführung

Hochspezifisches kaninchenmonoklonaler Antikörper, der das gespaltene N-terminale Fragment von humanem Gasdermin D (P57764) erkennt. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Pyroptose, Inflammasom-Aktivierung und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] Cleaved Gasdermin D (N Terminal) Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	DF5L; DFNA5L; FKSG10; GSDMDC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79792
Gen-ID	79792
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Resten um Asp275 von humanem Gasdermin D (NP_079012.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P57764
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel