


Anti-Cleaved Parp (Asp214) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P09874

Artikelnummer: CM0005559



Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-Cleaved PARP (Asp214) Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt den apoptose-spezifischen Spaltfragment von humanem PARP1. Ideal für DNA-Schadens- und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cleaved PARP (Asp214) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
Spezies	Human
Gen-ID	142
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 201-300 von humanem PARP (Asp214) (NP_031441.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P09874
Protein-Gewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel