

Anti-Clec11A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y240

Artikelnummer: CM0025860

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches CLEC11A, validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Studien zur Osteogenese, Knochenerhaltung und Skelettgewebeforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLEC11A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	P47; SCGF; LSLCL; CLECSF3; CLEC11A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6320
GenID	6320
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-323 des menschlichen CLEC11A (NP_002966.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y240
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel