

Anti-Clec1B-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9P126

Artikelnummer: CM0029272



Einführung

Hochspezifischer Anti-CLEC1B-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes CLEC1B, einen Thrombozyten-PDPN-Rezeptor, der an Thrombose und Gefäßbiologie beteiligt ist. Ideal für immunodiagnostische und Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLEC1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLEC2; CLEC2B; PRO1384; QDED721; 1810061I13Rik; CLEC1B
Spezies	Mensch
GenID	51266
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 22-196 von menschlichem CLEC1B (NP_001092901.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9P126
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel