


Anti-Clec2D Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uhp7

Artikelnummer: CM0016051



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CLEC2D (LLT1/OCIL), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Das Ziel ist ein NK-Zell-Rezeptor, der an der Immunmodulation und der Hemmung von Osteoklasten beteiligt ist. Ideal für Immunologie und Knochenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLEC2D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLAX, LLT1, OCIL, CLEC2D
Spezies	Mensch
Gen-ID	29121 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 60-154 von humanem CLEC2D (NP_037401.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UHP7
Proteinmasse	22 kDa
Versand	Eisbeutel