


## Anti-Clec3B/Tetranectin Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05452

Artikelnummer: CM0008963



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CLEC3B/Tetranectin (P05452), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Netzhautfunktion, exozytotischer Verpackung und Plasminogen-Bindung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                               |
|-------------------|------------------------------------|
| Produktname       | CLEC3B/Tetranectin Kaninchen mAb   |
| Bemerkungen/Alias | TN; TNA; MCDR4; CLEC3B/Tetranectin |
| Spezies           | Mensch                             |
| GenID (Mensch)    | 7123                               |
| GenID             | 7123                               |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid               |
| Quelle            | Kaninchen                          |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper             |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                  |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                |
| SWISS             | P05452                             |
| Proteingewicht    | 21kDa                              |
| Versand           | Eisbeutel                          |