


Anti-Clec3B/Tetranectin Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - P05452

Artikelnummer: CM0025057



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CLEC3B/Tetranectin, geeignet für IF/ICC und ELISA. Targett das sezernierte C-Typ-Lektin, das an der Plasminogenbindung, Netzhautfunktion und Exozytose beteiligt ist. Ideal für die Untersuchung von Plasmaproteininteraktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLEC3B/Tetranectin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TN; TNA; MCDR4; CLEC3B/Tetranectin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7123
GenID	7123
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-202 von humanem CLEC3B/Tetranectin (NP_003269.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05452
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel