


Anti-Clec4D Poliklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q8Wxi8

Artikelnummer: CM0026887



Einführung

Hochwertiger CLEC4D Kaninchen pAb validiert für WB, IF-P, ELISA. Erkennt humanes, murines, Ratten-CLEC4D (CD368, Dectin-3). Ideal für Forschung zur angeborenen Immunität und Mustererkennungsrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CLEC4D Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MCL, MPCL, CD368, CLEC6, CLEC-6, CLECSF8, Dectin-3, CLEC4D
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	338339
GenID	338339
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 39-215 des menschlichen CLEC4D (NP_525126.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WXI8
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel