

Anti-Clec4E Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9R0Q8

Artikelnummer: CM0027975

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-CLEC4E (Mincle), einen C-Typ-Lektin-Rezeptor des angeborenen Immunsystems. Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Ratte. Ideal für Studien zur Mustererkennung und Wirtsabwehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLEC4E Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Mincle; Clecsf9
Spezies	Maus
GeneID (Human)	26253
GeneID	56619
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 120-200 von Maus-CLEC4E/MINCLE (NP_064332.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9R0Q8
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel