


Anti-Clec5A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ny25

Artikelnummer: CM0028197



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CLEC5A (MDL-1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu angeborener Immunität, Virusinfektionen und Osteoklastogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLEC5A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MDL1; MDL-1; CLECSF5; CLEC5A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23601
Gen-ID	23601
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 29-188 von humanem CLEC5A enthält (NP_037384.1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NY25
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel