


Anti-Clc1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 000299

Artikelnummer: CM0016992



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CLIC1 (Chlorid-intrazelluläres Kanalprotein 1) für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für die Ionenkanal- und Redox-Biologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CLIC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G6; CLIC1; NCC27; CLCNL1; CLIC1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1192
Gen-ID	1192
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00299
Protein-Gewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel