


Anti-Clc1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - 000299

Artikelnummer: CM0029653



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches CLIC1 (27 kDa). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit CLIC1 von Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Ionenkanälen und Oxidoreduktasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLIC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	G6; CLIC1; NCC27; CLCNL1; CLIC1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1192
GenID	1192
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 42-241 von menschlichem CLIC1 (NP_001279.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00299
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel