

Anti-CLIC4 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y696

Artikelnummer: CM0002598

Einführung

Rekombinanter Anti-CLIC4 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte CLIC4 (~29 kDa). Ideal für die Untersuchung der Ionenkanalfunktion, Redox-Regulation und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLIC4 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H1; huH1; p64H1; CLIC4L; MTCLIC; CLIC4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25932
Gen-ID	25932
Immunogen	Rekombinantes Protein/Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von menschlichem CLIC4 (NP_039234.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y696
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel