


Anti-CLIC4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y696

Artikelnummer: CM0028391



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CLIC4 (p64H1) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an intrazellulären Chloridkanälen, Oxidoreduktasen und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLIC4 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	H1; huH1; p64H1; CLIC4L; MTCLIC; CLIC4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	25932
GenID	25932
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-253 von humanem CLIC4 (NP_039234.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y696
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel