


Anti-Clip1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30622

Artikelnummer: CM0017178



Einführung

Humaner CLIP1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ziel ist das Mikrotubuli-Plus-End-Tracking-Protein, das an der Zytoskelettdynamik und dem Vesikeltransport beteiligt ist. Ideal für die Krebs- und Zellbiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLIP1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	RSN, CLIP, CYLN1, CLIP170, CLIP-170, CLIP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	6249
GeneID	6249
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1228-1427 des humanen CLIP1 (NP_002947.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P30622
Proteingewicht	162 kDa
Versand	Eisbeutel