


Anti-Clip1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P30622

Artikelnummer: CM0030379



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen das humane CAP-Gly-Domänen-enhaltende Linker-Protein 1 (CLIP1/CLIP-170). Validiert für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Mikrotubuli-Dynamik und des Vesikeltransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLIP1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	RSN, CLIP, CYLN1, CLIP170, CLIP-170, CLIP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6249
Gen-ID	6249
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1228-1427 des humanen CLIP1 enthält (NP_002947.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P30622
Proteingewicht	162 kDa
Versand	Kühlakku