


Anti-CLN5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75503

Artikelnummer: CM0013159



Einführung

CLN5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt Bis(monoacylglycero)phosphat-Synthase CLN5, ein lysosomales Enzym, das an der BMP-Synthese und neuronaler Ceroid-Lipofuszinose beteiligt ist. Ideal für die Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLN5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLN5; NCL
Spezies	Human
GeneID (human)	1203
GeneID	1203
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 96-407 von humanem CLN5 (NP_006484.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75503
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eistasche