

Anti-CLN8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uby8

Artikelnummer: CM0021701

Einführung

Kaninchen-Anti-CLN8 polyklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes CLN8 (Q9UBY8), ein ER-Membranprotein, das an Neuroprotektion und Zellproliferation beteiligt ist. Geeignet für die Erforschung der neuronalen Ceroid-Lipofuszinose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLN8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EPMR; TLCD6; C8orf61; CLN8
Spezies	Human
GeneID (Human)	2055
GeneID	2055
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9UBY8
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel