

Polyklonaler Anti-CLNS1A-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P54105

Artikelnummer: CM0019517



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes CLNS1A (pICln) für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und Rattenprotein. Beteiligt an der Assemblierung spliceosomaler snRNPs und der Methylierung von Sm-Proteinen. Geeignet für die Erforschung des RNA-Spleißens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLNS1A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CLCI, ICln, CLNS1B, CLNS1A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1207
GeneID	1207
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-237 des humanen CLNS1A (NP_001284.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54105
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku