

Anti-CLNS1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P54105

Artikelnummer: CM0024834



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CLNS1A (Methylsom-Untereinheit pICln) gerichtet ist, für die Verwendung in Western Blot und ELISA. Validiert in humanen Proben; unverzichtbar für die Forschung zur Spliceosom-Assembly und mRNA-Spleißen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLNS1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLCI; ICln; CLNS1B; CLNS1A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1207
GenID	1207
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-237 von humanem CLNS1A (NP_001284.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P54105
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel