

Anti-Clock Rabbit Monoclonal Antibody Für Wb, Elisa - 015516

Artikelnummer: CM0012319



Einführung

Anti-CLOCK rabbit monoclonal antibody, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem CLOCK. Synthetisches Peptid-Immunogen (aa 100-200). Ideal für Forschung zu zirkadianen Rhythmen und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CLOCK Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	KAT13D; bHLHe8; CLOCK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9575
GenID	9575
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem CLOCK (NP_004889.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15516
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel